



AQUA FREE INLET FÜR HYGIENESIPHON G1 1/2, LÄNGE 130 MM

zum schnellen Selbst austausch

Artikelnummer: 206337

Hersteller: Aqua free

Preis: 25,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Hygienesiphon sorgt dafür, dass abfließendes Wasser nicht wie bei Standard-Geruchsverschlüssen mit einer hohen Geschwindigkeit direkt auf das Sperrwasser abfließt, sondern umgelenkt wird und mit niedriger Fließgeschwindigkeit ins Sperrwasser geführt wird. Hierdurch wird hohe Bildung von erregerehaltigen Aerosolen verhindert. Das auswechselbare Inlet sorgt für schnelle und einfache Reinigung des Inneren des Geruchsverschlusses. Es wird empfohlen, das Inlet je nach Anwendung mindestens einmal im Quartal zu wechseln, um einer Biofilm- und Keimbildung entgegenzuwirken.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O