



AQUA FREE MONTAGEWERKZEUG FÜR HYGIENESIPHON

zur einfachen Montage am Waschbecken

Artikelnummer: 206340

Hersteller: Aqua free

Preis: 26,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Montagewerkzeug wird mit den Hygienesiphons von Aqua free genutzt. Das Werkzeug unterstützt Sie bei der einfachen Montage der Ventile am Waschbecken. Auch, wenn Sie den bisher genutzten Hygienesiphon entnehmen möchten, ist Ihnen das Werkzeug behilflich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP