



B. BRAUN DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSMITTELKONZENTRAT HELIPUR®

Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang

Artikelnummer: 202653

Hersteller: B. Braun

Preis: ab 24,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Desinfektions- und Reinigungsmittelkonzentrat Helipur von B. Braun ist geeignet für alle Instrumente und Geräte aus Metall, Glas und Keramik und erledigt die Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Kontaminierte Instrumente werden hierzu direkt in die Gebrauchslösung eingelegt und eine manuelle Vor- oder Nachreinigung sind in der Regel nicht erforderlich.

Das aldehydfreie Flüssigkonzentrat ist sehr wirtschaftlich und besonders reinigungsaktiv. Es wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und TbB) und Pilze sowie begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und wirksam gegen Polyoma- sowie Adenoviren und ist DGHM-/VAH- und RKI-gelistet. Helipur ist Ultraschallbad-geeignet.

Hinweis: Helipur eignet sich nicht zur Behandlung von thermolabilen Materialien, wie z.B. Endoskopen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel;Desinfektionsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell