



B. BRAUN DESINFEKTIONSMITTEL HELIPUR® H PLUS N

für die manuelle Desinfektion thermolabiler Materialien

Artikelnummer: 202654

Hersteller: B. Braun

Preis: ab 22,43 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Desinfektionsmittel Helipur H plus N wird zur schonenden Aufbereitung von starren und flexiblen Endoskopen, Anästhesiezubehör und anderen thermolabilen Materialien verwendet. Das flüssige Konzentrat auf Aldehydbasis hat einen angenehmen Duft und ist formaldehydfrei formuliert.

Helipur H plus N ist hoch materialverträglich und wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA, TbB und Mykobakterien) und Pilze (levurozid), außerdem wirkt es begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid. Das Desinfektionsmittel ist DGHM-/VAH-gelistet und auf der IHO-Desinfektionsmittelliste. Die niedrige Anwendungskonzentration (1 % / 30 Min.; 1,5 %/15 Min. DGHM/VAH) macht es sehr wirtschaftlich. Helipur H plus N ist auch im Ultraschallbad anwendbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Desinfektionsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell