



## **BELIMED REINIGUNGS- U. DESINFEKTIONSGERÄT WD 200**

erhältlich mit ein oder zwei Türen

Artikelnummer: 207091

Hersteller: Belimed

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) des Hersteller Belimed wurde speziell für die hohen Ansprüche in den Bereichen Arztpraxis, Labor und Krankenhaus entwickelt. Hervorzuhebende Merkmale sind die hohe Qualität der verbauten Waschkammer und restlichen Gerätekomponenten, sowie die sehr gute Reinigungsleistung. Entwickelt wurde das RDG nach der EN ISO 15883 und ist neben der schnellen und sicheren Aufbereitung von Medizinprodukten, ebenfalls einfach in der Bedienung. Die kurzen Programmzeiten bei gleichbleibend guter Reinigungsqualität sind gerade für Anwendungsbereiche mit täglich mehrmaliger Benutzung vorteilhaft. Der Thermodesinfektor WD 200 ist zertifiziert (EN ISO 15883-1,-2) durch das unabhängige Prüfinstitut HygCen und ist durch seine Prozessstatusanzeige zusätzlich vorteilhaft für Ihren

Arbeitsfluss.

Highlights:

- Füllung, Ablauf und Erhitzung in kürzester Zeit
- Waschkammer mit großer Kapazität und bis zu 12 DIN-Siebschalen
- Platz zur Aufbewahrung von zwei 10 l-Reinigungsmittelkanistern
- Minimale Stellfläche mit einer Breite von nur 680 mm- patentierte Prozessstatusanzeige

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Thermodesinfektor

Farbe: silber

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: Validierbar