



CERTOCLAV LABORAUTOKLAV CLASSIC

Äußerst pflegeleicht und robust, mit Präzisionsthermometer

Artikelnummer: 207927

Hersteller: CertoClav

Preis: 2.830,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der CertoClav Classic ist ein robustes Gerät, das auf dem Edelstahlmodell CertoClav EL aufbaut. Das Gerät ist äußerst pflegeleicht und verfügt über ein Präzisionsthermometer, ein Steuerungsventil und ein Präzisionsmanometer mit Schleppanzeige, um präzise Abläufe und einwandfreie Ergebnisse zu gewährleisten.

Es gibt zwei Modelle zur Auswahl, die jeweils zwei Temperaturstufen haben: 125/140 °C und 115/121 °C. Die Temperatur wird über das Steuerungsventil im Deckel eingestellt und kann nicht zwischen den Modellen ausgetauscht werden, da das Thermostat auf das jeweilige Ventil abgestimmt ist. Eine Zeitschaltuhr ist integriert, um die Dauer des Sterilisationsprozesses zu steuern. Wenn die Schaltuhr aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn die

voreingestellte Sterilisationszeit abgelaufen ist. Andernfalls muss der Autoklav manuell ausgeschaltet werden. Die Entlüftung erfolgt im Strömungsverfahren, die Heizung ist im Boden integriert. Dieser Laborautoklav ist ideal für die Sterilisation von unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten und Kunststoffen. Ebenso ist er für die Nährmedienaufbereitung und Abfallsterilisation geeignet. Hinweis: Für die Sterilisation von Flüssigkeiten in Behältern und Abfälle mit AgarAgar ist immer eine Abtropfasse notwendig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Laborautoklav

Abmessungen Tx Bx H: 30 x 44,5 x 60,5 cm

Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Leistung: 1300 W

Gewicht: 8,8 kg

Kammervolumen: 18 Liter