



CERTOCLAV LABORAUTOKLAV CONNECT

mit Cloud-Dokumentation und automatischer Entlüftung

Artikelnummer: 207928

Hersteller: CertoClav

UVP: 4.820,00 €

Preis: 4.377,90 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der CertoClav Connect ist ein vollautomatischer Laborautoklav, der intuitiv zu bedienen ist. Bedient wird er mit einem 7 Zoll großen, robusten und hochauflösenden Touchscreen, dem CertoTouch. Sämtliche Bedienungsschritte werden direkt am CertoTouch mit Videos erklärt. Individuelle Sterilisationsprogramme, die mehrere Zeit- und Temperaturschritte umfassen, können ebenfalls direkt am CertoTouch erstellt werden. Ist der Autoklav über WLAN mit dem Internet verbunden, kann die automatische Prozessdokumentation CertoCloud genutzt werden. Durch diese automatische Dokumentation erfüllt der Autoklav alle GLP-Vorgaben. Die Basisversion der CertoCloud ist bereits inkludiert. Der Autoklav ist ideal für Langzeitzyklen und

Materialtests wie GSB AL 631, HAST Test, Pressure Cooker Test und IPC-TM 650. Ebenso eignet er sich für die Nährmedienaufbereitung, Sterilisation von Abfällen, unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten, Kunststoffen und Gummi. Für das Autoklavieren von Flüssigkeiten wird der PT100-Temperatursensor benutzt (im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Für die Sterilisation von Flüssigkeiten in Behältern und Abfälle mit AgarAgar ist immer eine Abtropfasse notwendig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Laborautoklav

Abmessungen Tx Bx H: 38 x 45 x 54 cm

Innenmaße: Ø 26 cm x 35 cm

Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Leistung: 1300 W

Gewicht: 16 kg

Kammervolumen: 18 Liter