



CERTOCLAV LABORAUTOKLAV VACUUM PRO SERIE

horizontaler Tischautoklav, mit großem Touchscreen

Artikelnummer: 202449

Hersteller: CertoClav

Preis: ab 4.313,75 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die CertoClav Vacuum Pro Autoklaven sind effiziente und sparsame Geräte für die Laborsterilisation. Die einfache Bedienung, die robuste und dennoch funktionale Bauweise und die flexible Programmierung machen die CertoClav Geräte arbeitserleichternd und vielseitig einsetzbar.

Der CertoClav Vacuum Pro ist für die Sterilisation unverpackter Feststoffe ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten und Flaschen, Instrumenten und Kunststoffen sowie Gummi (105°C) geeignet, ebenso wie für Textilien, verpackte Instrumente, poröse Materialien und Hohlkörper Typ A und B (Pipetten, leere Glaswaren, Röhrchen und Schläuche) nach EN 13060. Er kann für die Aufbereitung von Nährmedien und zur Lebensmittelkonservierung genutzt werden sowie zur Sterilisation von Abfällen im Vernichtungsbeutel. Darüber hinaus bietet er die

Möglichkeit zu Materialtests, Langzeitzyklen und Klasse B Programmzyklen. Die horizontalen Autoclaven zeichnen sich durch ihre intelligente Kombination von Vakuum, Druck und Dampf aus, die für optimale Sterilisation sorgt. Dank der vorheizbaren Kammer, dem Luftkühlungssystem und der Vakuumpumpe ist ein besonders schneller Sterilisationszyklus inklusive Trocknung in unter 20 Minuten garantiert.

Die einfache Bedienung wird über den extra großen 7“ Touchscreen gewährleistet, über den die vordefinierten Standardprogramme, die Wiederholungsfunktion sowie die automatische Dokumentation bedient werden kann. Als Basislizenz ist die CertoCloud Software zur vollautomatischen Protokollierung und Fernwartung enthalten, die auch ein Alarmsystem über PC, Tablet oder Smartphone beinhaltet.

Die Stand alone-Geräte benötigen lediglich eine Stromversorgung und verfügen über integrierte Frischwassertanks für Frisch- und Abwasser. Diese sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren und erleichtern dadurch die tägliche Arbeit mit dem CertoClav Vacuum Pro.

Die vorinstallierten Programme, die teilweise benutzerdefinierbar sind, sorgen für die erfolgreiche Sterilisation. Der Vacuum Pro 45 ist dabei ideal für die Sterilisation von Nährmedien in Flaschen, die Vacuum pro 12 und 22 Modelle für die Materialprüfung und Qualitätskontrolle. Der flexible Mediensensor und der Wasserqualitätssensor garantieren optimale Ergebnisse, die automatische Dokumentation lässt sich über RS232, RS485, USB und SD-Karte bewerkstelligen.

Hinweis: Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion dieses Autoklaven ist die ordnungsgemäße Aufstellung durch geschultes Fachpersonal. Kontaktieren Sie uns gerne für eine unverbindliche Beratung sowie Informationen über mögliche Leasingoptionen.

Hinweis: Für die Sterilisation von Flüssigkeiten in Behältern und Abfälle mit AgarAgar ist immer eine Abtropfasse notwendig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Laborautoklav

Ausführung: Tischgerät

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 220 V

Leistung: 2400 W

Material: Edelstahl