



CERTOCLAV MULTICONTROL

Der programmierbare Alleskönner aus Aluminium

Artikelnummer: 202161

Hersteller: CertoClav

Preis: 3.630,28 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der CertoClav MultiControl ist ein Laborautoklav. Die Steuerungseinheit ermöglicht eine freie Programmierung des Autoklavs, wobei die Wahlmöglichkeiten von 1 Minute bis 30 Tage und von Zimmertemperatur bis 140°C reichen. Dies erleichtert und verkürzt die Arbeitsprozesse im Labor und bietet gleichzeitig ein breites Anwendungsspektrum. Der Sterilisator verfügt über einen USB- und Druckeranschluss (RS232), über die Sterilisationsprotokolle ausgegeben werden können. Die automatische Prozesssteuerung spart wertvolle Mitarbeiterzeit und die automatische Fehlererkennung garantiert ein gelungenes Sterilisationsergebnis. Eine Software zur Aufzeichnung der Prozessdaten via USB ist als Basislizenz enthalten. Allerdings können mit der Steuereinheit nur Programme eingestellt

werden, die einen Zeit- und Temperaturschritt umfassen. Für Programme mit mehreren Zeit- und Temperaturschritten ist die PC-Software Professional Version erforderlich.

Der Autoklav ist ideal für Langzeitzyklen und Materialtests wie GSB AL 631, HAST Test, Pressure Cooker Test und IPC-TM 650 geeignet. Außerdem eignet er sich für die Nährmedienaufbereitung, Sterilisation von Abfällen und biologischen Gefahrstoffen (S2), unverpackten Feststoffen ohne Hohlkörper, Flüssigkeiten, Flaschen, Instrumenten, Kunststoffen und Gummi. Hinweis: Für die Sterilisation von Flüssigkeiten in Behältern und Abfälle mit AgarAgar ist immer eine Abtropfasse notwendig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Laborautoklav

Ausführung: Standgerät

Abmessungen Tx Bx H: 27,5 cm x 39,5 cm x 48 cm

Innenmaße: Ø 24 cm x 26 cm

Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz

Leistung: 1900 W

Gewicht: 6,6 kg

Material: 3103-Aluminium