



## **DR MACH SPOTLEUCHE MACH LED 110 (FIXFOKUS)**

In unterschiedlichen Befestigungsvarianten erhältlich

Artikelnummer: 207981

Hersteller: Dr. Mach

**Preis: ab 371,41 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die LED-Technik der Spotleuchten von Dr. Mach zeichnet sich durch beeindruckende Leistungsfähigkeit aus. Durch eine effiziente Wärmeabstrahlung wird die Hitzeentwicklung auf ein kaum wahrnehmbares Minimum reduziert. Ein speziell entwickeltes facettiertes Mehrfach-Linsensystem sorgt für eine minimale Schattierung und absolut homogene Ausleuchtung. Mithilfe von computerberechneten und optimierten Linsen erzeugt die MACH LED 110 präzise Leuchtfelder, die den Kontrast verstärken und so die detaillierte Erfassung im Wundbereich verbessern. Bei der Herstellung verwendet Dr. Mach ausschließlich hochwertige Materialien, die Ihnen Sicherheit bieten und ein Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten ins Innere der Leuchten verhindern. Dank passgenauer

Scheibendichtungen und umlaufender Dichtschnüre ist ein perfektes Produkt bis ins kleinste Detail garantiert.

Die Spoleuchte MACH LED 110 ist in verschiedenen Varianten verfügbar: Als Stativmodell auf 5-Fuß-Stativ, als Wandmodell mit Wandbefestigung und als Schienenmodell mit Befestigungsklemme für Versorgungsschienen bis 30 mm. Statische Angaben werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Wandleuchten ist die ordnungsgemäße Montage durch einen Elektrofachmann.

Hinweis: Bezüglich des zu verwendenden Desinfektionsmittels beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch!

Technische Daten- Helligkeit (Lux): 30.000- CRI Ra: 97- Farbtemperatur (K): 4000- Anzahl der LED: 3- Leuchtfeldgröße Ø (cm): 10 (fix)- Leistungsaufnahme (W): 5,5- Lebensdauer (h): ca. 60.000- Arbeitsbereich (cm): 35-80- Leuchtenkörper Ø (cm): 12

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Spotleuchte