



## **DR MACH UNTERSUCHUNGSLEUCHE MACH LED 120/120F**

optional als fokussierbares Modell oder als eines mit Fixfokus erhältlich

Artikelnummer: 208013

Hersteller: Dr. Mach

**Preis: ab 1.088,25 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Untersuchungsleuchten 120/120F von Dr. Mach beeindrucken durch die herausragende Leistungsfähigkeit ihrer LED-Technologie. Diese zeichnet sich durch eine äußerst effiziente Wärmeabstrahlung ermöglicht, wodurch sich die Hitzeentwicklung auf ein kaum wahrnehmbares Minimum reduziert. Ein speziell entwickeltes facettiertes Mehrfach-Linsensystem gewährleistet eine minimale Schattierung und eine absolut homogene Ausleuchtung.

Durch die Verwendung von computerberechneten und optimierten Linsen erzeugen die MACH LED 120/120F Untersuchungsleuchten präzise Leuchtfelder. Dies trägt dazu bei, den Kontrast zu verstärken und somit die detaillierte Erfassung im Wundbereich erheblich zu verbessern. Bei der Herstellung legt Dr. Mach höchsten Wert auf Qualität und verwendet

ausschließlich hochwertige Materialien. Dadurch wird Ihnen Sicherheit geboten und gleichzeitig das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten ins Innere der Leuchten effektiv verhindert. Mit passgenauen Scheibendichtungen und umlaufenden Dichtschnüren wird ein perfektes Produkt bis ins kleinste Detail garantiert.

Die Untersuchungsleuchte 120F ist fokussierbar, das Modell 120 verfügt über einen Fixfokus. Die Untersuchungsleuchten werden mit einem nicht abnehmbaren ergonomisch optimierten Handgriff geliefert. Bei den fokussierbaren Leuchten-Varianten kann durch Drehen des Handgriffs die Leuchtfeldgröße verstellt werden.

Die Untersuchungsleuchte MACH LED 120/120F ist in verschiedenen Montagevarianten verfügbar: Als Stativmodell (4 oder 5-Fuß-Stativ), als Wandmodell mit Wandbefestigung und als Deckenmodell. Bei Interesse an den Deckenmodellen nennen Sie uns bei der Anfrage bitte die Deckenhöhe des betreffenden Raumes. Statische Angaben werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Wand- und Deckenleuchten ist die ordnungsgemäße Montage durch einen Elektrofachmann. Hinweis: Bezüglich des zu verwendenden Desinfektionsmittels beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch!

Technische Daten- Helligkeit (Lux): 40.000 (Modell 120) bzw 50.000 (Modell 120F)- CRI Ra: 96- Farbtemperatur (K): 4500- Anzahl der LED: 12- Leuchtfeldgröße Ø (cm): 15 cm (Modell 120) bzw 13-18 cm (Modell 120F)- Leuchtenkörper Ø (cm): 29- Medizinproduktklasse (gemäß MDR): I

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Untersuchungsleuchte

Schutzart: IP 42