



DR MACH UNTERSUCHUNGSLEUCHE MACH LED 130/130F

optional als Plus-Modell mit 100.000 Lux verfügbar

Artikelnummer: 208017

Hersteller: Dr. Mach

Preis: ab 1.474,73 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Untersuchungsleuchten 130/130F von Dr. Mach sind bekannt für ihre beeindruckende LED-Technologie. Diese Technologie zeichnet sich durch äußerst effiziente Wärmeabstrahlung aus, was die Hitzeentwicklung auf ein Minimum reduziert. Ein speziell entwickeltes, facettenreiches Mehrfach-Linsensystem sorgt für minimale Schattierung und eine gleichmäßige Ausleuchtung.

Durch den Einsatz von computerberechneten und optimierten Linsen erzeugen die MACH LED 130/130F Untersuchungsleuchten präzise Leuchtfelder. Dies trägt zur Steigerung des Kontrasts und zur verbesserten Erfassung von Details im Untersuchungsbereich bei.

Dr. Mach legt bei der Herstellung höchsten Wert auf Qualität und verwendet

ausschließlich hochwertige Materialien. Dies gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern verhindert auch effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten in die Leuchten. Perfekte Scheibendichtungen und umlaufende Dichtschnüre sorgen für bis ins kleinste Detail perfekte Produkte.

Die Untersuchungsleuchte 130F ist fokussierbar, während das Modell 130 über einen Fixfokus verfügt. Beide Modelle werden mit einem nicht abnehmbaren, ergonomisch optimierten Handgriff geliefert, der bei den fokussierbaren Varianten zur Anpassung der Leuchtfeldgröße gedreht werden kann.

Die Untersuchungsleuchte MACH 130/130F ist in verschiedenen Montagevarianten erhältlich: als Stativmodell (mit 4 oder 5-Fuß-Stativ), als Wandmodell mit Wandbefestigung und als Deckenmodell. Bei Interesse an den Deckenmodellen nennen Sie uns bei der Anfrage bitte die Deckenhöhe des betreffenden Raumes.

Optional ist das Modell MACH LED 130 PLUS erhältlich. Es verfügt über eine Beleuchtungsstärke von 100.00 Lux bei einem Leuchtfelddurchmesser von 12 cm. Bei Interesse an diesem Modell nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, um ein entsprechendes Angebot zu erhalten. Statische Angaben werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

Voraussetzung für die einwandfreie Funktion der Wand- und Deckenleuchten ist die ordnungsgemäße Montage durch einen Elektrofachmann.

Hinweis: Bezüglich des zu verwendenden Desinfektionsmittels beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch!

Technische Daten- Helligkeit (Lux): 60.000 (Modell 130) bzw 70.000 (Modell 130F)- CRI Ra: 96- Farbtemperatur (K): 4500- Anzahl der LED: 19- Leuchtfeldgröße Ø (cm): 14 cm (Modell 130) bzw 13-19 cm (Modell 130F)- Leuchtenkörper Ø (cm): 33- Medizinproduktklasse (gemäß MDR): I

Spezifikation:

Art des Artikels: Untersuchungsleuchte

Schutzart: IP 42