



## DR. WEIGERT DESINFEKTIONSREINIGER NEOFORM® K PLUS

zur kombinierten Reinigung und Desinfektion

Artikelnummer: 202597

Hersteller: Dr. Weigert

**Preis: ab 15,29 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Desinfektionsreiniger neoform K plus wird für die kombinierte Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Geräten in der Lebensmittelindustrie und in der professionellen Küche sowie von Oberflächen und Geräten, die keinen Kontakt mit Lebensmitteln haben, wie z.B. in der Pharma- und Kosmetikindustrie, genutzt. Darüber hinaus ist neoform K plus auch im Kühlbereich bis 4°C, für Schuhsohlenhygiene in Bürstenwaschanlagen sowie Desinfektionsmatten z.B. in Hygieneschleusen und für die kombinierte Reinigung und Desinfektion von persönlicher Schutzausrüstung zu verwenden. Zusätzlich kann der Desinfektionsreiniger auch im Vliestuchspender neoform wipes RTF von Dr. Weigert eingesetzt werden. Die bakterizide und levurozide Wirksamkeit sowie die begrenzt viruzide Wirksamkeit nach EN-Normen ist

gutachterlich bestätigt.

neoform K plus entfernt zuverlässig Verunreinigungen von Oberflächen wie Arbeitsflächen, Geräten und Fußböden und wirkt gleichzeitig desinfizierend. Beim Einsatz über Schaumgeräte erreicht das Flüssigkonzentrat eine sehr gute Schaumaktivität, außerdem ist es besonders materialverträglich und kann für Chromnickelstahl, Normalstahl, Leicht- und Buntmetalle und deren Legierungen sowie Kunststoffe verwendet werden (bei Eloxal ist eine Vorprüfung durchzuführen). neoform K plus ist in der Desinfektionsmittelliste des IHO geführt sowie VAH-gelistet. Die hervorragende Reinigungsleistung und die Formulierung ohne Parfum und Farbstoffe macht neoform K plus zu einem leistungsstarken und dennoch angenehmen Desinfektionsreiniger. Die Dosierung richtet sich nach der Anwendungsform (Wischverfahren, Tauchbad). Hinweis: Das Biozid hat die BAuA-Reg Nr. N-36908 (PT 4), N-68509 (PT 2).

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel

Fachbereich: Labor; Pharma; Küche

Passend für: Flächen; Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell