



## DR. WEIGERT INSTRUMENTENPFLEGEMITTEL NEODISHER® IP SPRAY

auf Basis von medizinischem Weißöl, 400ml-Spraydose

Artikelnummer: 202582

Hersteller-EAN: 4029577102838

Hersteller: Dr. Weigert

**Preis: 21,77 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Instrumentenpflegemittel neodisher IP Spray wird zur gezielten manuellen Pflege von chirurgischen Instrumenten, insbesondere Gelenkinstrumenten, genutzt. Die Pflege von solchen Instrumenten wird nach der maschinellen Aufbereitung durchgeführt, wenn die im Reinigungs- und Desinfektionsgerät durchgeführte Instrumentenpflege bei Gelenkinstrumenten unzureichend ist. Die Biokompatibilität der behandelten Instrumente wird nicht beeinflusst (biologische Beurteilung von Medizinprodukten nach EN ISO 10993-1), wenn das Spray bestimmungsgemäß angewendet wird. Das Spray auf Basis von medizinischem Weißöl (hochgereinigtes Paraffinöl für pharmazeutische Verwendung) bewirkt keine Verkrustungen und beeinflusst so eine

nachfolgende Dampf- oder Heißluftsterilisation nicht. Toxikologisch ist das Spray völlig unbedenklich.

Zur Verwendung werden die Instrumente, insbesondere im Gelenkbereich, gezielt mit neodisher IP Spray besprüht. Dabei sollte die Spraydose möglichst senkrecht gehalten werden. Zum Übersprühen von Siebschalen kann die Sprühdose mit gekürztem Sprühhörchen verwendet werden. Hierzu wird das Rörchen von Aufsatz abgezogen, mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt und mit der gekürzten Seite wieder in den Sprühaufsatz gesteckt. So wird das Sprühbild nicht durch die Schnittkante verfälscht.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Instrumentenpflege

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell