



DR. WEIGERT INSTRUMENTENWANNE INKL. DECKEL UND SIEBEINSATZ

für die manuelle Instrumentenaufbereitung

Artikelnummer: 202598

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: ab 58,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Instrumentenwannen von Dr. Weigert dienen als ideale Hilfsmittel zur manuellen Aufbereitung von Instrumenten. Die seitlich aufgedruckte Litermarkierung ermöglicht eine einfache, genaue und somit wirtschaftliche Dosierung der genutzten Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Der praktische herausnehmbare Siebeinsatz erleichtert die Nutzung und Entnahme der Instrumente. Dank des dicht schließenden Deckels wird eine eventuell entstehende Geruchsbelastung vermieden. Die weißen Kunststoff-Wannen sind in verschiedenen Größen erhältlich, somit ist jeder Nutzungsbereich optimal abgedeckt.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungs-Desinfektionswanne

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für: Reinigungswanne

Material: Kunststoff

Aufbereitungsart: manuell