



DR. WEIGERT KANISTERSCHLÜSSEL

zum einfachen Öffnen von Kanisterverschlüssen

Artikelnummer: 208170

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: 4,89 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Kanisterschlüssel dient dem Öffnen von Dr-Weigert-Prozessmedien-Kanistern. Dadurch kann der Austausch der Prozessmedien schnell und einfach selbst vorgenommen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör