



DR. WEIGERT KLARSPÜLMITTEL NEODISHER® POLYKLAR / 10 L-KANISTER

zur Reinigung von Tierkäfigen

Artikelnummer: 202477
Hersteller-EAN: 4029577128807
Hersteller: Dr. Weigert

UVP: 118,63 €

Preis: 101,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Klarspülmittel neodisher PolyKlar von Dr. Weigert wird zur maschinellen Aufbereitung von Tierkäfigen genutzt. Das Flüssigkonzentrat wird zur Klarspülung von Tierkäfigen und Zubehör sowie Käfig-, Lager- und Transportgestellen bei der maschinellen Aufbereitung verwendet. neodisher PolyKlar verbessert und beschleunigt die Trocknung der gereinigten Teile deutlich, insbesondere von Kunststoffmaterialien und kann mit allen in der Tierhaltung üblichen Materialien genutzt werden, z.B. Polysulfon, Polycarbonat, Polyphenylsulfon und Polyetherimid. Besondere Vorteile in der Anwendung sind

die hervorragende Materialverträglichkeit, die die Entstehung von Spannungsrissen während des Sterilisierens verhindert und die sauer eingestellte Formulierung ohne Tenside, die alkalische Rückstände neutralisiert und toxikologisch völlig unbedenklich ist.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klarspüler

Fachbereich: Labor;Pharma

Passend für: Spezialspülmaschine

Aufbereitungsart: maschinell