



DR. WEIGERT KLARSPÜLMITTEL NEODISHER® TS

für schnelle und fleckenfreie Trocknung

Artikelnummer: 202478

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: ab 84,30 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Klarspülmittel neodisher TS von Dr. Weigert wird zur Spülung von Geschirr genutzt. Das Flüssigkonzentrat wird zur Klarspülung von Geschirr, Speisebehältern und Transportwagen in Spülmaschinen in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Großküchen, Fleischereien, Bäckereien) verwendet, kann aber auch bei Käfigen und Zubehör sowie Käfig-, Lager- und Transportgestellen in Spezialreinigungsanlagen in der Tierhaltung eingesetzt werden.

Durch neodisher TS werden alle Arten von Spülgut gleichmäßig benetzt und trocknen streifenfrei ab, die Trocknung wird verbessert und beschleunigt. Eine Verkalkung von Nachspüldüsen und -zonen wird deutlich gemindert. Der Klarspüler ist für Wasserhärten bis maximal 8°d Gesamthärte geeignet (bei

Gesamthärten von über 3°d wird eine Wasseraufbereitung empfohlen) und kann mit Porzellan, Steingut, Glas, Edelstahl, Kunststoffen, Aluminium und Eloxal genutzt werden.

Besondere Vorteile in der Anwendung sind die hohe Konzentration, die zuverlässige Trocknung auch von schwer benetzbaren Materialien und die sauer eingestellte Formulierung, die verschleppte Alkalireste und alkalische Wässer neutralisiert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klarspüler

Fachbereich: Küche;Veterinär

Passend für: Spezialspülmaschine;Großraumdekontaminationsanlage

Aufbereitungsart: maschinell