



## DR. WEIGERT KORROSIONSSCHUTZ NEODISHER® PRESTOP / 750 ML

für chirurgische Instrumente

Artikelnummer: 201195

Hersteller-EAN: 4029577145538

Hersteller: Dr. Weigert

UVP: 29,77 €

**Preis: 25,51 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Der neodisher PreStop von Dr. Weigert ist ein Korrosionsschutz zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung im OP, wenn absehbar ist, dass diese nicht sofort aufbereitet werden. Trotz Reinigung im Ultraschallbad müssen Instrumente wie zum Beispiel Spekula manuell mit einem Schwamm geschrubbt werden. Dieser Arbeitsschritt, der zusätzlichen Zeitaufwand bedeutet, entfällt mit der Nutzung von PreStop, da ein Antrocknen von OP-Rückständen durch Feuchthalten der Instrumente verhindert wird. Der Korrosionsschutz verhindert Lochkorrosion auf Instrumenten aus Edelstahl, die durch anhaftende Blut-Rückstände oder physiologische Kochsalzlösung

entstehen kann und ist geeignet für chirurgische Instrumente inkl. MIC-Instrumenten. PreStop hemmt das Wachstum von Mikroorganismen auf den Instrumenten während der Kontaktzeit.

Der Korrosionsschutz wird direkt nach der OP unverdünnt vollständig benetzend auf die im Entsorgungscontainer abgelegten chirurgischen Instrumente aufgebracht. Dies ist besonders leicht möglich, da der neodisher PreStop bereits in einer Sprühflasche als leicht anzuwendender Sprühschaum geliefert wird. Anschließend wird der Entsorgungscontainer verschlossen gehalten, das so behandelte Instrumentarium kann bis zu 72 Stunden gelagert werden. Anschließend werden die Instrumente mit VE-Wasser abgespült und dem gewöhnlichen maschinellen Reinigungsprozess zugeführt.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Korrosionsschutz

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für: Reinigungswanne

Aufbereitungsart: manuell