



DR. WEIGERT NEODISHER® FA

Flüssigkonzentrat mit hoher Materialverträglichkeit

Artikelnummer: 202455

Hersteller: Dr. Weigert

Preis: ab 52,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das alkalische Reinigungsmittel neodisher FA von Dr. Weigert wird bei der maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten genutzt. Das Flüssigkonzentrat wird bei der maschinellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, Anästhesie-Utensilien, OP-Schuhen und anderen medizintechnischen Utensilien sowie Babyflaschen in Krankenhäusern und Arztpraxen eingesetzt, ebenso wie für die maschinelle Reinigung von Laborglas in medizinischen Laboratorien.

Es ist vielseitig einsetzbar und entfernt Blut, Eiweiß, Nährbodenreste und Gelatine auf chirurgischen Instrumenten, Anästhesie-Utensilien, Laborglas und Kunststoffen. Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen, Titan und Titanlegierungen können durch eine Schichtdeckenänderung der farbgebenden

Titanoxidschicht eine Farbveränderung erfahren. Neodisher FA kann bei allen Wasserhärten genutzt werden, zur Vermeidung von Wasserflecken wird jedoch vollentsalztes Wasser empfohlen.

Besondere Vorteile bei der Anwendung sind der hohe Materialschutz und dass das Reinigungsmittel frei von Oxidationsmitteln und Tensiden ist. neodisher FA kann in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten eingesetzt werden, die Dosierung richtet sich hierbei nach Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad der Instrumente.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;HNO;Gynäkologie;Veterinär;Tattoo;Po

Passend für: Thermodesinfektor

Aufbereitungsart: maschinell