



DR. WEIGERT SCHNELLEDESINFEKTIONSMITTEL NEOFORM® RAPID / 750 ML

gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur Flächendesinfektion

Artikelnummer: 202592
Hersteller-EAN: 4029577150426
Hersteller: Dr. Weigert

UVP: 10,84 €
Preis: 9,29 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Schnelldesinfektionsmittel neoform Rapid wird für Medizinprodukte und Oberflächen genutzt. Die gebrauchsfertige Lösung wird für die gezielte Schnelldesinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z.B. OP-Tischen, sowie anderen Oberflächen in Krankenhäusern und Arzt- und Zahnarztpraxen genutzt, außerdem für Oberflächen und Geräte im Pharma- und Kosmetikbereich und im Laborbereich (z.B. Laborbänke). Es ist ebenfalls zur Anwendung im Vliestuchspender neoform wipes RTF geeignet. Die bakterizide, levurozide, fungizide und tuberkulozide Wirksamkeit wurde nach

VAH- und EN-Methoden gutachterlich bestätigt, ebenso die begrenzt viruzide Wirksamkeit nach RKI/DVV-Methoden. Darüber hinaus ist es begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen Noro- und Adenoviren) und wirksam gegen Rotaviren. Die Anwendung im Vliestuchspender neoform wipes RTF erfüllt die Anforderungen der aktuellen VAH-Empfehlung.

Die zu desinfizierenden Flächen müssen stets gegen alkoholische Desinfektionsmittel beständig sein, das Desinfektionsmittel ist nicht geeignet für Acrylglas (Plexiglas). Es ist VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste eingetragen. Die umfassende Wirksamkeit erfolgt bereits nach kurzer Einwirkzeit. neoform Rapid ist frei von Aldehyden, Farbstoffen und Parfüm und trocknet schnell und rückstandsfrei ab, sodass kein Nachspülen erforderlich ist. Die gebrauchsfertige Lösung wird unverdünnt auf die gereinigten trockenen Flächen aufgetragen und abwischen.

Hinweis: Das Biozid hat die BAuA-Reg Nr. N-70911.

Spezifikation:

Art des Artikels: Desinfektionsmittel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für: Flächen

Aufbereitungsart: manuell