



EBRO INTERFACE EBI 20-IF FÜR EBI 20-DATENLOGGER

zur einfachen Programmierung, inkl. Auswertesoftware

Artikelnummer: 206821

Hersteller: Ebro

UVP: 114,00 €

Preis: 101,33 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der EBI 20-T1-Standard-Temperaturdatenlogger von ebro ist mit einer Speicherkapazität von 40.000 Messwerten perfekt zur kontinuierlichen Dokumentation und Überwachung von Temperatur und Feuchte geeignet. Die zuverlässigen und robusten Logger überzeugen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem mitgelieferten Werkskalibrierzertifikat. Das Interface inkl. Kabel und Auswertesoftware Winlog.basic wird zum Programmieren der Datenlogger benötigt und über ein USB-Kabel mit dem PC verbunden und so mit Strom versorgt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Datenlogger

Verbindung: USB-Kabel