



EBRO KERNTHERMOMETER TTX 200

mit fest angeschlossenem Fühler mit Kabel und Handgriff

Artikelnummer: 206823

Hersteller: Ebro

UVP: 107,00 €

Preis: 95,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

In Laboren und mikrobiologischen Einrichtungen ist ein Thermometer oft unerlässlich und sogar vorgeschrieben, um beste Arbeitsergebnisse zu gewährleisten und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Verschiedene Grenzwerte müssen präzise eingehalten werden und dazu stetig sicher kontrolliert. Das Kernthermometer TTX 200 mit fest angeschlossenem Fühler mit Kabel und Handgriff kann in vielen Laborbereichen eingesetzt werden. Das sehr große Display mit großen Zahlen ermöglicht sicheres und schnelles Ablesen und die intuitive Bedienung stört den Arbeitsalltag nicht. Dank der austauschbaren Batterie ist das Gerät langlebig und langfristig einsetzbar.

Der sensible Temperaturfühler ist fest am Gerät angeschlossen und besitzt ein

60 Zentimeter langes Silikonkabel, sowie einen Fühler mit Handgriff, an dessen Spitze sich eine Nadel mit einem Durchmesser von drei Millimetern befindet. Der Messbereich reicht von -30 bis +199,9 °C und weist eine Genauigkeit von +/- 0,5 ° zwischen -30 und +100 ° und von +/- 1 °C für den restlichen Messbereich auf. Bei ununterbrochener Nutzung reicht die Batterie für mindestens 100 Stunden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermometer

Abmessungen Tx Bx H: 1,6 cm x 6 cm x 12,7 cm

Fachbereich: Labor;Pharma

Material: ABS

Schutzart: IP 65