



EBRO MEHRWEG-PDF-DATENLOGGER EBI 310 TH

mit externem Feuchte- und Temperaturfühler

Artikelnummer: 208672

Hersteller-EAN: 4250304716664

Hersteller: Ebro

UVP: 467,00 €

Preis: 415,10 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der hochgenaue Mehrweg-PDF-Datenlogger EBI 310 TH für Transport- und Lagerüberwachung ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Logistik, Labor und Pharmazie geeignet, insbesondere für die Überwachung von Impfstoffen, Arzneimitteln, Lebensmitteln und Lagerbeständen.

Mit einer Speicherkapazität von 120.000 Messwerten bietet der EBI 310 TH von ebro zuverlässige Datenerfassung zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Das leichte Design mit einem Gewicht von nur ca. 35 g erleichtert die Anbringung und Handhabung.

Der EBI 310 TH verfügt über eine interne Messgenauigkeit von $\pm 0,2$ °C im

Bereich von -30 °C bis +30 °C und $\pm 0,5$ °C für den restlichen Bereich und die Schutzklasse IP20. Mit einer Auflösung von 0,1 °C bzw. 0,1% rF und einem Messintervall von 1 Sekunde bis 24 Stunden bietet der Datenlogger eine flexible Erfassung von Temperatur- und Feuchtedaten. Die Stromversorgung erfolgt über eine Lithiumknopfzelle (CR 2450) mit 3 V, die eine lange Betriebsdauer gewährleistet. Der Temperatur- Messbereich reicht von -30 °C bis +75 °C, der Messbereich der Feuchtigkeit von 0% r bis 100% rF. Zusätzlich sind Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C möglich. Der automatisch erstellte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Der EBI 310 TH wird inklusive Werkskalibrierzertifikat geliefert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Datenlogger

Abmessungen Tx Bx H: 129 x 33 x 14 mm

Fachbereich: Labor;Pharma

Gewicht: ca. 35 g

Schutzart: IP 20