



EBRO MEHRWEG-PDF-DATENLOGGER EBI 310

zur hochgenauen Temperaturüberwachung während Transport und Lagerung

Artikelnummer: 208670

Hersteller-EAN: 4250304715483

Hersteller: Ebro

UVP: 258,00 €

Preis: 229,33 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der hochgenaue Mehrweg-PDF-Datenlogger EBI 310 für Transport- und Lagerüberwachung ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Logistik, Labor und Pharmazie geeignet, insbesondere für die Überwachung von Impfstoffen, Arzneimitteln, Lebensmitteln und Lagerbeständen.

Mit einer Speicherkapazität von 120.000 Messwerten bietet der EBI 310 von ebro zuverlässige Datenerfassung über einen breiten Temperaturbereich. Der Sensor vom Typ Pt 1000 gewährleistet präzise Messungen, während das leichte Design mit einem Gewicht von nur ca. 35 g die Anbringung und Handhabung erleichtert. Der EBI 310 verfügt über eine Genauigkeit von $\pm 0,2$ °C

im Bereich von -30 °C bis +30 °C und $\pm 0,5$ °C für den restlichen Bereich. Die Schutzklasse IP65 garantiert Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.

Mit einer Auflösung von 0,1 °C und einem Messintervall von 1 Sekunde bis 24 Stunden bietet der ebro Datenlogger eine flexible Erfassung von Temperaturdaten. Die Stromversorgung erfolgt über eine Lithiumknopfzelle (CR 2450) mit 3 V, die eine lange Betriebsdauer gewährleistet. Der Messbereich von -30 °C bis +75 °C kann durch den Anschluss eines externen Fühlers erweitert werden. Zusätzlich sind Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C möglich. Der automatisch erstellte PDF-Report ermöglicht einen Zugriff auf die aufgezeichneten Daten mittels beliebiger PDF-Reader. Der EBI 310 wird inklusive Werkskalibrierzertifikat geliefert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Datenlogger

Abmessungen Tx Bx H: 80 x 33 x 14 mm

Fachbereich: Labor;Pharma

Gewicht: ca. 35 g

Schutzart: IP 65