



EBRO STANDARD-TEMPERATUR-/FEUCHTEDATENLOGGER EBI 20-TH1

mit internem Feuchte- und Temperatursensor

Artikelnummer: 208536

Hersteller: Ebro

UVP: 109,00 €

Preis: 96,89 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit einem internem Feuchte- und Temperatursensor ermöglicht der EBI 20-TH1-Standard-Temperatur-/Feuchtedatenlogger eine kontinuierliche Überwachung und Dokumentation der Temperaturen entlang der Kühlkette. Der Messbereich erstreckt sich von -30 bis +70 Grad Celsius bzw. von 0% rF C bis 100% rF. Min/Max-Werte werden direkt im Display angezeigt, genauso wie Grenzwertverletzungen. Der Datenlogger entspricht den Standards DIN EN 12830 und HACCP.

Das robuste und wasserdichte Gehäuse (IP 67) gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen, während die einfache Handhabung und das

attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis zusätzliche Vorteile bieten. Ein Werkskalibrierzertifikat ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Dieses vielseitige Gerät findet Anwendung in Temperatur-Mapping, Transport-, Lager- und Prozessüberwachung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Datenlogger

Fachbereich: Labor;Pharma

Norm: DIN EN 12830;HACCP

Schutzart: IP 67