



EBRO STANDARD-TEMPERATURDATENLOGGER EBI 20-TE1

zur kontinuierlichen Überwachung und Dokumentation von Temperaturen der Kühlkette

Artikelnummer: 208535

Hersteller: Ebro

UVP: 132,00 €

Preis: 117,33 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Mit einem integrierten Temperatursensor sowie der Möglichkeit zur Verwendung externer Fühler ermöglicht der EBI 20-TE1-Standard-Temperaturdatenlogger eine kontinuierliche Überwachung und Dokumentation der Temperaturen entlang der Kühlkette. Der Messbereich erstreckt sich von -30 bis +70 Grad Celsius. Min- und Max-Werte werden direkt im Display angezeigt, genauso wie Grenzwertverletzungen. Der Datenlogger entspricht den Standards DIN EN 12830 und HACCP. Das robuste und wasserdichte Gehäuse (IP 67) gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen, während die einfache Handhabung und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis zusätzliche Vorteile bieten. Ein

Werkskalibrierzertifikat ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Dieses vielseitige Gerät findet Anwendung in Temperatur-Mapping, Transport-, Lager- und Prozessüberwachung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Datenlogger

Fachbereich: Labor;Pharma

Norm: DIN EN 12830;HACCP

Schutzart: IP 67