



## **ELMA EINSATZDECKEL FÜR ZWEI BECHERGLÄSER IM ELMASONIC**

aus stabilem Edelstahl, inkl. Gummiringen

Artikelnummer: 200615

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

**Preis: ab 30,72 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Einsatzdeckel von Elma wird mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic Med- und P-Reihe verwendet, um zwei Reinigungsgläser oder -becher aufzunehmen. Dank der beigelegten Gummiringe halten die Behältnisse sicher in der Halterung. Dank des Einsatzes können beispielsweise Reinigungsprozesse mit zwei verschiedenen Medien, sicher voneinander getrennt, gleichzeitig ablaufen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Deckel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300

Material: Edelstahl