



## **ELMA HAKENHALTERUNG FÜR ELMASONIC MED**

aus Kunststoff, mit 10 Doppelhaken

Artikelnummer: 206799

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 13,50 €

**Preis: 12,96 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Hakenhalterung von Elma wird mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic Med-Reihe verwendet. Je nach Modellgröße passen mehrere Halterungen in das Gerät; bei den Modellen Elmasonic Med 30 und 60 passt die Halterung einmal, bei den Modellen 100 und 120 zweimal, beim Modell 180 dreimal und beim Modell 300 fünfmal. Die Hakenhalterung aus stabilem Kunststoff besitzt zehn Doppelhaken, auf oder an denen Reinigungsgut angebracht werden kann.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 5 cm x 33,5 cm x 8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: schwarz

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 150;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300;Elmasonic Med 500;Elmasonic Med 904

Material: Kunststoff