



ELMA KANÜLENAUFSATZ GEBOGEN

Dampfaustritt vorne, für Elmasteam

Artikelnummer: 200942

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: 37,96 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Kanülenaufsatz ist für die Benutzung mit den Dampfeinigungsgeräten von Elma vorgesehen. Der Aufsatz mit einem Durchmesser von nur zwei Millimetern ist geeignet für sehr feines Reinigungsgut und erreicht durch die gebogene Kanüle und der Dampfaustritt vorne Instrumente leicht und komfortabel an wichtigen Stellen und reinigt diese zuverlässig. So wird die Reinigung Ihrer Instrumente noch einfacher und gründlicher.

Hinweis: Dieser Adapter ist auch im achtteiligen "Adapterset Medizin" von Elma erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Aufsatz für Reinigungspistole

Abmessungen Tx Bx H: 8,5 cm x D 2 mm

Farbe: silber

Passend für: Elmasteam 8 med; Elmasteam 8

Material: Edelstahl