



ELMA KUNSTSTOFFDECKEL FÜR ELMASONIC MED UND P

in verschiedenen Farben und Größen

Artikelnummer: 206795

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 22,08 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Kunststoffdeckel von Elma ergänzt Ihr Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic perfekt in der täglichen Anwendung. Der Lärm, der bei der Ultraschallreinigung entsteht, wird reduziert und durch das Auffangen und Zurückführen des verdampfenden Wassers werden Energie und Kosten gespart. Umgedreht kann der Deckel als Abtropftablett für Korb und gereinigte Teile genutzt werden. Der Deckel ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Deckel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300

Material: Kunststoff