



ELMA LÄRMSCHUTZBOX FÜR ELMASONIC GERÄTE

für angenehme Lärm-Minderung im Arbeitsalltag

Artikelnummer: 200619

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Lärm kann in der täglichen Arbeit eine erhebliche Belastung darstellen. Damit der Stressfaktor Lärmbelastung gemildert wird und die Lärmemissionen Ihres Ultraschallreinigungsgerätes so niedrig wie möglich gehalten werden, können Sie Ihr Gerät in Kombination mit einer Lärmschutzbox nutzen. Die Lärmschutzboxen dämpfen den Lärm des eingestellten Ultraschallgerätes um bis zu 75 Prozent (ca. 20 dBA), die entstehenden Dämpfe werden über einen schallgedämpften Ablass abgesaugt, sodass innerhalb der Box kein Hitze- oder Feuchtestau entsteht und das Fenster der Klapptüre nicht beschlägt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für: Elmasonic Med;Elmasonic P