



ELMA SäURERESISTENTE EINSATZWANNE FÜR ELMASONIC MED/P

für aggressive Chemikalien, inkl. Deckel

Artikelnummer: 200607

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 50,88 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die säureresistenten Einsatzwannen von Elma werden mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic Med- und P-Reihe verwendet. Die Wannen aus tiefgezogenem Polypropylen sind sehr chemikalienresistent und ermöglichen die Reinigung mit aggressiven Chemikalien. Die Wannen werden zur Reinigung direkt in das Ultraschallgerät eingehängt, das vorher mit wenig Wasser befüllt wurde, das als Kontaktflüssigkeit dient. Der Ultraschall wird dann über die Kontaktflüssigkeit in die mit der Arbeitsflüssigkeit (z.B. Säure) gefüllte Einsatzwanne übertragen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300;Elmasonic Med 500

Material: Polypropylen