



ELMA SIEBREINIGUNGSMODUL SRH 4/200 FÜR ELMASONIC 300

zur Reinigung von bis zu 4 Analysesieben

Artikelnummer: 206803

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 1.565,00 €

Preis: 1.502,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Siebreinigungsmodul SRH 4/200 von Elma wird mit den Ultraschallreinigungsgeräten Elmasonic 300 verwendet. Das stabile Modul aus Edelstahl besitzt eine integrierte Dreheinheit, die die gleichzeitige Reinigung von bis zu vier Analysesieben (mit einem Durchmesser von bis zu 200/203 mm (8")) ermöglicht. Die Schrägstellung der Siebe gewährleistet hier einen besseren Reinigungs- und Spüleffekt. Das Siebreinigungsmodul sorgt für eine schonende Reinigung, die die Maschenweite der Siebe oder deren Gewebespannung nicht verändert. Damit bleibt die Maßgenauigkeit der Kalibrierung zu 100 Prozent erhalten.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 29,5 cm x 67,5 cm x 33 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für: Elmasonic Med 300

Material: Edelstahl