



## ELMA ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT ELMASONIC P

Multifrequenzgeräte in 6 Wannengrößen mit 37 und 80 kHz

Artikelnummer: 207978

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

**Preis: ab 900,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Ultraschallreinigungsgesetz Elmasonic P von Elma eignen sich ideal für verschiedene Aufgaben und Anwendungen in analytischen sowie medizinischen Laboren sowie für die Intensivreinigung in industriellen Bereichen.

Die Produktlinie besteht aus 6 verschiedenen Gerätegrößen und verfügt über eine Multifrequenztechnik mit 37/80 kHz, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet ist. Die Standardanwendungen werden bei 37 kHz durchgeführt, während feinere Reinigungsprozesse bei einer höheren Frequenz von 80 kHz mit einer verlängerten Reinigungszeit erfolgen. Die hohe Frequenz ist dabei kaum hörbar, selbst bei offenem Deckel. Zusätzlich können spezielle Funktionen wie Sweep, Pulse und Degas individuell zugeschaltet werden.

Damit sind die Elmasonic P deutlich leistungsstärker als übliche Ultraschallgeräte. Die funktionellen und leicht einstellbaren Geräte verfügen über ein gut ablesbares Display, das alle Soll- und Ist-Parameter auf einen Blick anzeigt.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Stromversorgung: 220 - 240 V

Temperatur: 30-80°C

Schutzart: IP 20