



ELMA WASSERKANISTER MIT INTEGRIERTEM FÜLLSTANDSENSOR

10L Volumen, 2m Schlauchlänge, für Elmasteam 8

Artikelnummer: 201544

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: 246,48 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Über diesen Wasserkarister kann das Elmasteam 8 Dampfreinigungsgerät (sofern eine Pumpe integriert ist) automatisch mit Wasser für die Dampfreinigung befüllt werden. Über den eingebauten Füllstandsensor erkennt das angeschlossene Gerät rechtzeitig, wenn der Kanister nachgefüllt werden muss. Dadurch wird eine ständige Betriebsbereitschaft gewährleistet und der Praxisbetrieb wird nicht gestört.

Hinweis: Nur für Geräte mit integrierter Pumpe.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Material: Kunststoff

Volumen Wassertank: 10 Liter