



EMAG EM-007 SPEZIALKONZENTRAT FÜR WAFFENTEILE

500 ml, für die Ultraschallreinigung

Artikelnummer: 206779

Hersteller-EAN: 4040513610323

Hersteller: EMAG

Preis: 20,11 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das EM-007 Spezialkonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung von Waffenteilen im Ultraschalleinigungsgerät. Es entfernt nachhaltig sämtliche Verunreinigungen, zum Beispiel Schmauch, Fett und Öl, und ist unter anderem geeignet für Waffenteile, Hülsen, Edelstahlteile, Edelmetalle, Fassungen, Kugellager, Messing und weiteres. Zur Reinigung werden ein bis drei Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für zwei bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-007 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell