



EMAG EM-060 PROTHETIKREINIGER 500 ML

für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206780

Hersteller: EMAG

Preis: 12,07 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das EM-060 Reinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Es entfernt sämtliche Verunreinigungen sowie Entfernt Kalk, Oxide, Rost und mineralischen Ablagerungen, leichte Wirkung bei organischen Verunreinigungen. Der Reiniger ist geeignet für Aluminium, Edelstahl, Buntmetall, Messing oder Kunststoff. Zur Reinigung werden drei bis zehn Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für drei bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-060 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

Dieser Artikel ist der Nachfolgeartikel für EM-070 Dentalreiniger / 500 Milliliter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Fachbereich: Dental

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell