



EMAG EM-080 UNIVERSALREINIGUNGSKONZENTRAT

500 ml, 2 oder 5 L, für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 200958

Hersteller: EMAG

Preis: ab 10,72 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das EM-080 Reinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Das Universalkonzentrat entfernt spielend leicht sämtliche Verunreinigungen und kann auf Glas, optischen Gläsern, Kunststoff, Metallen (auch Gold- und Silberschmuck) sowie vielen weiteren Materialien genutzt werden. Zur Reinigung werden ein bis fünf Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für eine bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-080 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend. Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell