



## EMAG EM-100 ENTOXIDATIONSMITTEL 500 ML

für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206781

Hersteller-EAN: 4040513610040

Hersteller: EMAG

**Preis: 10,72 € zzgl. MwSt.**

### Beschreibung:

Das EM-100 Entoxidationskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Entoxidation und Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Das Entoxidationsmittel entoxidiert und reinigt sehr schnell Bronze, Edelmetall und deren Legierungen, Kupfer, Messing, Kunstgegenstände, Münzen, Schmuck und vieles mehr und entfernt dabei zuverlässig Oxid- und Sulfidschichten sowie Flussmittel. Das Konzentrat ist nicht geeignet für vergoldete und versilberte Teile, Teile mit künstlicher Oxidation, Schmuck mit Perlen, Korallen, Bernstein oder ähnlichen weichen Edelsteinen.

Zur Reinigung wird das gebrauchsfertige Mittel für maximal 30 Sekunden genutzt. Hier muss ein Einsatzgefäß aus Glas oder Kunststoff genutzt werden,

unterschiedliche Edelmetalle sollten in getrennten Gefäßen gereinigt werden.  
Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-100 den Reinigungs- und Entoxidationsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.  
Hinweis: Verkauf ausschließlich für gewerbliche Zwecke.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Entoxidationsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell