



EMAG EM-303 LEITER- UND PLATINENREINIGER

500 ml, für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206784

Hersteller-EAN: 4040513610088

Hersteller: EMAG

Preis: 12,07 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das EM-303 Platinenreinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung von Platinen und Leitern im Ultraschallreinigungsgerät. Das Reinigungskonzentrat entfernt fette, Fingerprints, Flussmittel, Harze, Öle und ungenutzte Lötpaste von bestückten und unbestückten Platinen/Hybriden. Zur Reinigung werden ein bis fünf Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für zwei bis 15 Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-303 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend. Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell