



EMAG EM-700 BUNTMETALLREINIGER 500 ML

für Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206787

Hersteller-EAN: 4040513610118

Hersteller: EMAG

Preis: 12,07 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das EM-700 Buntmetallreinigungskonzentrat von EMAG ist speziell konzipiert für die zuverlässige Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät. Das Reinigungskonzentrat entfernt Verunreinigungen auf Patronenhülsen, Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teilen und mehr und wirkt entoxydierend. Zur Reinigung werden fünf Prozent des Konzentrates (in Bezug zur Füllmenge) für eine bis zehn Minuten Reinigungszeit genutzt. Bei sachgemäßer Anwendung intensiviert EM-700 den Reinigungsvorgang und macht ihn schnell und materialschonend.

Hinweis: Spülen Sie das Reinigungsgut nach Beendigung gründlich ab.

Spezifikation:

Art des Artikels: Reinigungsmittel

Passend für: Ultraschallreinigungsgerät

Aufbereitungsart: maschinell