



EMAG KORB FÜR EMMI-05/05P

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206757

Hersteller-EAN: 4040513600539

Hersteller: EMAG

UVP: 10,28 €

Preis: 7,34 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem EMAG-Ultraschallreinigungsgerät Emmi-05 und Emmi-05P und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem weißem Kunststoff, die Maschenweite beträgt 19 mal 20 Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 6,5 cm x 15,5 cm x 5 cm