



EMAG KORB FÜR EMMI-280HC

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206772

Hersteller: EMAG

UVP: 137,14 €

Preis: 109,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem Ultraschallreinigungsgerät Emmi-280HC und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem Edelstahl, die Maschenweite beträgt zwölf mal zwölf Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 28 cm x 46 cm x 13 cm

Material: Edelstahl