



EMAG KORB FÜR EMMI-30HC

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206763

Hersteller-EAN: 4040513600683

Hersteller: EMAG

UVP: 37,71 €

Preis: 30,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem Ultraschallreinigungsgerät Emmi-30HC und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem Edelstahl, die Maschenweite beträgt acht mal acht Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 10,5 cm x 18,5 cm x 7 cm

Material: Edelstahl