



EMAG KORB FÜR EMMI-55HC UND 100HC

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206768

Hersteller-EAN: 4040513600416

Hersteller: EMAG

UVP: 75,43 €

Preis: 60,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem Ultraschallreinigungsgerät Emmi-55HC und 100HC und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem Edelstahl, die Maschenweite beträgt elf mal elf Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 125 x 280 x 220 mm

Material: Edelstahl