



EMAG ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT DER KLEINGERÄTE-SERIE

platzsparende Geräte mit Fassungsvermögen von 0,6 bis 2 Litern

Artikelnummer: 206750

Hersteller: EMAG

Preis: ab 46,99 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Emmi-Geräte der Kleingeräte-Serie von EMAG sind im Arbeitsalltag vielseitig einsetzbar. Die platzsparenden Geräte sind leicht und kompakt gebaut und liefern herausragende Reinigungsergebnisse. Durch die kompakte Größe sind die Kleingeräte sogar für den Hausgebrauch geeignet und können zur schonenden Reinigung von Brillen und Kleinteilen genutzt werden, darüber hinaus sind die Geräte bestens geeignet für den Einsatz in Hörakustik, Labor und Augenoptik. Hier können Zahnprothesen, Platinen, kleine Werkzeuge und feinmechanische Teile zuverlässig und schonend gereinigt werden. Die Schwingwannen aus Edelstahl sind langlebig und leicht zu reinigen, die Kunststoffgehäuse geräuschhemmend. Die integrierte Zeitschaltuhr ermöglicht eine komfortable Reinigung, bei der Sie sich auf einen Timer verlassen können.

Die Kleingeräte-Serie von EMAG bietet Modelle mit verschiedenen Fassungsvermögen, so dass auch Sie das passende Gerät für Ihren Anwendungszweck finden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Fachbereich: HNO;Ophthalmologie;Labor;Pharma;Tattoo;Podologie

Stromversorgung: 220 - 240 V / 50/60 Hz

Material: Kunststoff;Edelstahl

Kammervolumen: 0,6 Liter;0,7 Liter;0,8 Liter;2 Liter