



EURONDA ALUMINIUM-MINI-TRAY, BODEN UNGELOCHT

Tablett für das Sterilisieren von Instrumenten

Artikelnummer: 200438

Hersteller: Euronda

Preis: 9,44 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Mini-Tablett aus Aluminium ist für die Nutzung mit EURONDA Autoklaven vorgesehen. Das Tray in halber Norm-Größe nimmt Instrumente auf, um diese während der Reinigung sicher aufzubewahren. Die Trays haben eine Größe von 18 x 14 Zentimetern, einen geschlossenen Boden und sind erhältlich in fünf Farben, die beispielsweise die Ordnung und somit die Sicherheit in der Praxis unterstützen. Die Trays lassen sich leicht mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen und sind im Autoklaven bei 134° C sterilisierbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Tablett

Abmessungen Tx Bx H: 18 cm x 14 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate