



EURONDA BALKENSIEGELGERÄT EUROSEAL

mit integriertem Rollenhalter

Artikelnummer: 200446

Hersteller: Euronda

UVP: 679,00 €

Preis: 565,61 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Euroseal ist das zuverlässige, extrem belastbare und äußerst stromsparende Balkensiegelgerät von Euronda. Die Siegeltechnik funktioniert ohne Teflonband und Heizdraht und ist daher wartungsfrei. Die 12 Millimeter breiten Schweißnähte sind sicher und belastbar. Das Euroseal ermöglicht die Versiegelung von großen Folienrollen bis zu 31 Zentimetern Breite. Die kurze Aufheizzeit, die unterbrechungsfreie Arbeit mit dem Siegelgerät und die wenige Sekunden lange Siegelzeit machen den Arbeitsprozess besonders effizient und zeitsparend. Das Erreichen der Siegeltemperatur und die Einhaltung der Siegelzeit werden überwacht und vom Gerät signalisiert.

Das Balkensiegelgerät trägt das Euronda Ecotec-Siegel für besondere

Wirtschaftlichkeit. Diese wird unter anderem ermöglicht durch den bis zu 70 Prozent niedrigeren Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Geräten dieser Klasse. Der kompakte Aufbau, die einfache Handhabung, der Rollenhalter mit doppelter Kapazität sowie der integrierte Arbeitstisch sorgen für einen ergonomischen und effizienten Arbeitsvorgang. Der Rollenhalter lässt sich einfach selbst vom Gerät abtrennen und beispielsweise an der Wand anbringen. So können Sie die Folienrollen dort aufbewahren, wo Sie sie am besten nutzen können.

Hinweis: Dieses Siegelgerät ist nicht validierbar. Für validierte Verpackungsprozesse empfehlen wir das baugleiche Euroseal Valida (Art.-Nr. 200440).

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 39 cm x 44 cm x 35 cm

Fachbereich: Veterinär;Tattoo;Podologie

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 100 W

Farbe: weiß

Gewicht: 7,1 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Validierbarkeit: nicht validierbar

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 12 mm

Siegelnahtlänge: 31 cm