



EURONDA BASISKORB

passend für EUROsafe 60

Artikelnummer: 200478

Hersteller: Euronda

UVP: 254,00 €

Preis: 237,07 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Basiskorb von EURONDA passt zum EUROsafe 60. Der rostfreie Edelstahl-Korb kann mit weiteren Einsätzen für die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Verschiedene Einsätze und Adapter bieten vielfältige Möglichkeiten für unterschiedliches Spülgut.

Hinweis: Zum Aufbereiten von Hohlkörperinstrumenten, Schläuchen sowie Hand- und Winkelstücken wird ein Korb mit integrierter Injektorschiene benötigt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: Eurosafe 60

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate